

REFRACTOMETRO DE ORINA MODELO CVQ-30301



DESCRIPCIÓN

Desarrollado para trabajar con muestras de orina. Mide la gravedad específica de la orina (densidad urinaria) y proteína en suero, es de fácil operación, sencilla sujeción y la fácil eliminación de la muestra. Cuenta con rangos de medición adecuados para poder determinar alguna deficiencia.

CARACTERÍSTICAS

Rango de medición de gravedad: 1.000-1.040 / 0.002 sg

Rango de medición de proteína en suero: 0-12 / 0.2

Tamaño: 27 x 40 x 160 mm

Peso: 175 g

www.heedding.com