

REFRACTOMETRO DIGITAL DE MANO PARA AZUCAR MODELO DRBO45



DESCRIPCIÓN

Ideal para la medición del porcentaje de azúcar (grados BRIX) en frutas, jugos, refrescos y otros alimentos. También puede ser usado en otras aplicaciones industriales y educativos.

CARACTERÍSTICAS

Rango de medición: 0 a 45 % BRIX

Resolución: 0.1 % BRIX

Precisión: ± 0.2 %

Compensador Automático de Temperatura

Accesorios: Estuche, pipeta succión, desarmador

www.heedding.com