



REFRACTOMETRO PORTATIL MODELO CVQ-30104

DESCRIPCIÓN

Desarrollado para trabajar con diferentes tipos de líquidos como jugos, bebidas azucaradas, refrescos, etc. Adecuado para conocer el contenido de azúcar en grados BRIX representado en %, es de fácil operación.

Rango medio



CARACTERÍSTICAS

Rango de medición: 28 a 62 %

Resolución: 0.2%

Tamaño: 27 x 40 x 160 mm

Peso: 175 g.