

# Estufa de Cultivo

(Incubadora) con control digital

\*Modelos:

9052

9082

9162

Las estufas de cultivo de ECOSHEL son equipos indispensables en laboratorios industriales y de investigación científica, en universidades, departamentos de Biología, Agricultura, Microbiología, entre otros. Se utiliza principalmente para guardar y cultivar microorganismos, para permitir el crecimiento de otros organismos, o para llevar a cabo reacciones, todo bajo condiciones controladas de temperatura. También se utiliza para realizar pruebas de resistencia de materiales, o evaluación de vida de anaquel de alimentos.

|  | 9052   | 9082            | 9162             |
|--|--|-----------------|------------------|
| *Dimensiones exteriores A x L x A (mm):                      | 500 x 520 x 710  | 570 x 580 x 820 | 700 x 700 x 1000 |
| *Dimensiones Interiores A×P×A(mm):                           | 350 x 350 x 410  | 400 x 400 x 500 | 500 x 500 x 650  |
| *Materiales de fabricación:                                  | Exterior: Acero esmaltado con pintura epóxica, resistente a la corrosión. Interior: Acero inoxidable de alta calidad, resistente a ácidos y álcalis. |                 |                  |
| *Visualización de parámetros:                                | Pantalla LED de 4 dígitos  |                 |                  |
| *Entrepaños ajustables:                                      | 2  |                 | 3                |
| *Capacidad:  | 50L  | 80L             | 160L             |
| *Intervalo de Temperatura:                                   | Temperatura ambiente +5 – 65°C   |                 |                  |
| *Sensibilidad/Estabilidad de temp.:                          | 0.1 °C / ± 0.5°C   |                 |                  |
| *Alimentación:   | 120V, 50Hz   |                 |                  |
| *Consumo de energía:   | 210W   | 280W            | 380W             |
| <b>Especificaciones del Controlador de Temp. Inteligente</b> |  |                 |                  |
| *Potencia:   | 127V±10% AC  |                 |                  |
| *Intervalo de Temperatura:                                   | 0~100.0°C  |                 |                  |
| *Intervalo de tiempo:  | 0~9999 minutos   |                 |                  |
| *Sensor:   | Pt100  |                 |                  |



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año  
Fabricación: USA  
Marca: ECOSHEL

[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

