

# Haier

## CONGELADOR HORIZONTAL MODELO DW-40W100

### DESCRIPCIÓN

El congelador de -40°C ofrece una gran capacidad de almacenamiento con un rápido rendimiento de temperatura. El diseño integrado del estante frío y el evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre, para pruebas electrónicas y en farmacéutica. Estos modelos operan con dos tubos capilares y están equipados con empaques dobles para mejorar la uniformidad de temperatura en toda la cámara.



### CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 100 L  
Tipo de gabinete: Horizontal  
Tipo de refrigeración: Directa  
Modo de descongelación: Manual  
Refrigerante: Libre de CFC  
Ruido: ≤ 45 dB  
Potencia de refrigeración: -40 °C  
Intervalo de temperatura: -20° C a -40° C  
Controlador: Microprocesador  
Visualización: LCD  
Peso neto/bruto: 43/46 kg  
Dimensiones internas: 500 x 385 x 630 mm  
Dimensiones externas: 685 x 650 x 810 mm  
Temperatura Alta/Baja: Sí  
Error del sensor: sí  
Orificio para pruebas: sí  
Certificación: CE  
Datos eléctricos:  
Suministro de energía: 115V/60Hz  
Potencia: 225 W  
Corriente eléctrica: 5.0 A

[www.heeding.com](http://www.heeding.com)