

CONGELADOR HORIZONTAL MODELO DW-40W380

DESCRIPCIÓN

El congelador de -40°C ofrece una gran capacidad de almacenamiento con un rápido rendimiento de temperatura. El diseño integrado del estante frío y el evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre, para pruebas electrónicas y en farmacéutica.

Estos modelos operan con dos tubos capilares y están equipados con empaques dobles para mejorar la uniformidad de temperatura en toda la cámara.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 380 L

Tipo de gabinete: Horizontal

Tipo de refrigeración: Directa

Modo de descongelación: Manual

Refrigerante: Libre de CFC

Ruido : ≤ 45 dB

Potencia de refrigeración: -40°C

Intervalo de temperatura: -20° C a -40° C

Controlador: Microprocesador

Visualización: LCD

Suministro de energía: 220V/60Hz

Potencia: 550 W

Corriente eléctrica 5.1 A

Peso neto/bruto: 82/89 Kg

Dimensiones internas: 1375 x 453 x 640 mm

Dimensiones externas: 1554 x 724 x 838 mm

Temperatura Alta/Baja: Sí

Error del sensor: Sí

Certificación: CE

www.heedding.com