

CONGELADOR VERTICAL -40°C MODELO DW-40L278

DESCRIPCIÓN

El congelador de -40°C ofrece una gran capacidad de almacenamiento con un rápido rendimiento de temperatura. El diseño integrado del estante frío y el evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre, para pruebas electrónicas y en farmacéutica.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 278 Litros

Tipo de gabinete: Vertical

Tipo de enfriamiento: Directo

Modo de descongelación: Manual

Refrigerante: Libre de CFC

Ruido: 45dB

Rendimiento de refrigeración: -40°C

Rango de temperatura: -20 a -40°C

Controlador: Microprocesador

Visualización: LED

Potencia: 310W

Corriente eléctrica: 3.1A

Dimensiones interiores: 520 x 435 x 1230 mm

Dimensiones externas: 736 x 660 x 1810 mm

Peso neto/bruto: 115/135 Kg

Alimentación: 220V/60Hz

Alarmas:

- Temperatura alta/baja
- Alarma remota
- Fallo de alimentación
- Error del sensor
- Batería baja
- Alta temperatura ambiente

Accesorios

- Llantas
- Base
- Orificio para pruebas
- Cajones (6)
- Interfaz USB (opcional)
- Registrador de temperatura (opcional)

Certificación: CE

www.heedding.com

