

CONGELADOR VERTICAL -40°C MODELO DW-40L420F

DESCRIPCIÓN

El congelador de -40°C ofrece una gran capacidad de almacenamiento con un rápido rendimiento de temperatura. El diseño integrado del estante frío y el evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre, para pruebas electrónicas y en farmacéutica.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 420 Litros

Tipo de gabinete: Vertical

Tipo de enfriamiento: Refrigeración por aire forzado

Modo de descongelación: Forzado

Refrigerante: Libre de CFC

Ruido: 45dB

Rendimiento de refrigeración: -40°C

Rango de temperatura: -20 a -40°C

Controlador: Microprocesador

Visualización: LED

Potencia: 460W

Corriente eléctrica: 4.8A

Dimensiones interiores: 685 x 610 x 1028 mm

Dimensiones externas: 950 x 920 x 1900 mm

Peso neto/bruto: 195/225 Kg

Alimentación: 220V/60Hz

Alarmas:

- Temperatura alta/baja
- Alarma remota
- Fallo de alimentación
- Alta /baja tensión
- Error del sensor
- Batería baja
- Alta temperatura ambiente

Accesorios

- Llantas
- Base
- Orificio para pruebas
- Cajones (6)
- Puertas (3)
- Interfaz USB
- Registrador de temperatura (opcional)

Certificado: CE

