

CONGELADOR VERTICAL MODELO DW-40L262

DESCRIPCIÓN

El congelador de -40°C ofrece una gran capacidad de almacenamiento con un rápido rendimiento de temperatura. El diseño integrado del estante frío y el evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre, para pruebas electrónicas y en farmacéutica.

Estos modelos operan con dos tubos capilares y están equipados con empaques dobles para mejorar la uniformidad de temperatura en toda la cámara.

CARACTERÍSTICAS

Datos técnicos:

Capacidad: 262 L

Tipo de gabinete: Vertical

Tipo de refrigeración: Directa

Modo de descongelación: Manual

Refrigerante: Libre de CFC

Ruido: 44 dB

Potencia de refrigeración: -40°C

Intervalo de temperatura, -10°C a -40°C

Controlador: Microprocesador

Visualización: LED

Suministro de energía: 115V/60Hz

Potencia: 600 W

Corriente eléctrica: 7.5 A

Peso neto/bruto: 88/93 kg

Dimensiones internas: 480 x 465 x 1430 mm

Dimensiones externas: 657 x 685 x 1665 mm

Temperatura Alta/Baja: Sí

Error del sensor: Sí

Accesorios:

Base: Sí

Ruedas: Sí

Gavetas: 7

Orificio de pruebas: Sí

Certificación: CE

