

## CONGELADOR VERTICAL MODELO DW-40L508

### DESCRIPCIÓN

El congelador de -40°C ofrece una gran capacidad de almacenamiento con un rápido rendimiento de temperatura. El diseño integrado del estante frío y el evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre, para pruebas electrónicas y en farmacéutica.

Este modelo opera con dos tubos capilares y está equipado con empaques dobles para mejorar la uniformidad de temperatura en toda la cámara.

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 490 L

Tipo de gabinete: Vertical, doble puerta

Tipo de refrigeración: Directa

Modo de descongelación: Manual

Refrigerante: Libre de CFC

Ruido : 45 dB

Potencia de refrigeración: -40°C

Intervalo de temperatura: -20° C a -40° C

Controlador: Microprocesador

Visualización: LED

Suministro de energía: 115V/60Hz

Potencia: 430 W

Corriente eléctrica: 2.9 A

Peso neto/bruto: 164/200 Kg

Dimensiones internas: 685 x 610 x 1228 mm

Dimensiones externas: 915 x 810 x 1860 mm

Temperatura Alta/Baja: sí

Alarma a distancia: Sí

Corte de energía: sí

Batería baja: sí

Temperatura ambiente alta: sí

Error del sensor: Sí

Accesorios:

Base: Sí

Ruedas: Sí

Gavetas: 10

Orificio de prueba: Sí

Registrador de temperatura: Opcional

Interfaz USB: Opcional

Certificación: CE.

