

REFRIGERADOR DE FARMACIA MODELO HYC-118A

DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento de varios productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre muchos otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-Ingeniería y compañías marinas y pesqueras.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 118 L

Tipo de gabinete: Vertical puerta de cristal

Tipo de refrigeración: Refrigeración de aire forzado

Modo de descongelación: Automática

Ruido : 32 dB

Refrigerante: Libre CFC

Intervalo de temperatura 2-8 °C

Controlador: Microprocesador

Visualización: Pantalla LED

Potencia: 140 W

Corriente eléctrica : 1.46A

Peso netobruto: 46/51 Kg

Dimensiones internas: 515 x 415 x 630 mm

Dimensiones externas: 597 x 635 x 835 mm

Alimentación: 115V/60Hz

Funciones:

- Temperatura Alta/Baja
- Error del sensor
- Puerta entreabierta

Accesorios:

- Base
- Orificio para prueba
- Estantes (3)
- Cesta (1)

Certificado: CE

