

## REFRIGERADOR DE FARMACIA MODELO HYC-290

### DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento de varios productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre muchos otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-Ingeniería y compañías marinas y pesqueras.

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 290 L

Tipo de gabinete: Vertical con una puerta de vidrio

Tipo de refrigeración: Refrigeración de aire forzado

Modo de descongelación: Automática

Ruido : 43 dB

Refrigerante: Libre CFC

Intervalo de temperatura 2-8 °C

Controlador: Microprocesador

Visualización: LED

Potencia: 460 W

Corriente eléctrica :5.0A

Peso neto/bruto: 105/127 Kg

Dimensiones internas: 530 x 555 x 1080 mm

Dimensiones externas: 665 x 710 x 1665 mm

Alimentación: 115V/60Hz

Funciones:

- Temperatura Alta/Baja
- Alarma remota
- Fallo en fuente de alimentación
- Error del sensor
- Batería baja
- Puerta entreabierta

Accesorios:

- Base
- Llantas
- Orificio para prueba
- Estantes (5)
- Cesta (1)
- Interfaz USB

