

Ultra Congelador Horizontal

*Modelo:

86-138

Los Ultracongeladores de ECOSHEL están diseñados para almacenar materiales que requieren condiciones de muy baja temperatura, por lo que es muy útil para hospitales, estaciones epidémicas, bancos de sangre, institutos de investigación, universidades, industrias biológico-farmacéuticas e ingeniería genética. La temperatura interna en la cabina puede ajustarse fácilmente mediante las teclas del panel de control. Todas las operaciones son muy prácticas y confiables.

*Temperatura de almacenamiento:	-10° C ~ -86° C
*Temperatura de funcionamiento del equipo:	32° C
*Sensibilidad:	1° C
*Capacidad:	138 L
*Voltaje:	220 V, 50 Hz
*Potencia:	800 W
*Sistema de refrigeración:	Automático, de doble cascada. Compresor protegido por flujo constante de refrigerante. Condensador de aire frío de alta capacidad
*Dimensiones exteriores:	890×1320×1009 mm
*Peso:	215 kg
*Accesorios adicionales:	Manual de Operación 2 juegos de llaves (alarma y puerta) 1 pala para quitar escarcha
*Materiales de fabricación:	Interior: Acero inoxidable; Exterior: Acero con pintura epóxica; Puertas con sílica gel para cierre hermético.



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL



www.rivasa.com.mx

RIVASAPUNTOCOM, S.A. DE C.V.
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE LABORATORIO