

REFRIGERADOR DE FARMACIA MODELO HYC-68A

DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento de varios productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre muchos otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-Ingeniería y compañías marinas y pesqueras.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 68 L

Tipo de gabinete: Vertical puerta de cristal

Tipo de refrigeración: Refrigeración de aire forzado

Modo de descongelación: Automática

Ruido : 35 dB

Refrigerante: Libre CFC

Intervalo de temperatura 2-8 °C

Controlador: Microprocesador

Visualización: Pantalla LED

Potencia: 68 w

Corriente eléctrica : 1.1A

Peso neto/bruto: 38/40 Kg

Dimensiones internas: 415 x 385 x 505 mm

Dimensiones externas: 495 x 580 x 660 mm

Alimentación: 115V/60Hz

Funciones:

- Temperatura Alta/Baja
- Error del sensor
- Puerta entreabierta

Accesorios:

- Base
- Estantes (2)
- Cesta (1)

Certificación: CE, UL

