

ULTRACONGELADOR VERTICAL -86°C MODELO DW-86L628

DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento de varios productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre muchos otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-Ingeniería y compañías marinas y pesqueras.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 628 Litros

Tipo de gabinete: Vertical

Tipo de enfriamiento: Directo

Modo de descongelación: Manual

Refrigerante: Libre de CFC

Ruido: 49dB

Rendimiento de refrigeración: -86°C

Rango de temperatura: -40 a -86°C

Controlador: Microprocesador

Visualización: LED

Potencia: 1200W

Corriente eléctrica: 18A

Dimensiones interiores: 760 x 630 x 1310 mm

Dimensiones externas: 1035 x 900 x 1980 mm

Peso neto/bruto: 301/323 Kg

Alimentación: 115V/60Hz

Alarmas:

- Temperatura alta/baja
- Condensador caliente
- Fallo de alimentación
- Error del sensor
- Batería baja
- Alta temperatura ambiente
- Puerta entreabierta
- Alarma remota

Accesorios

- Ruedas
- Base
- Orificio para pruebas
- Estantes (3)
- Puertas (4)
- Interfaz USB

Certificado: CE, UL

www.heedding.com

