

## ULTRACONGELADOR VERTICAL -86°C MODELO DW-86L338

### DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento de varios productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre muchos otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-Ingeniería y compañías marinas y pesqueras.

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 338 L  
Tipo de gabinete: Vertical  
Tipo de refrigeración: Directa  
Modo de descongelación: Manual  
Ruido : 50 dB  
Potencia de refrigeración: -86°C  
Intervalo de temperatura: -40 a -86 °C  
Controlador: Microprocesador  
Visualización: Pantalla LED  
Suministro de energía: 115V/60Hz  
Potencia: 1000 W  
Corriente eléctrica : 6 A  
Peso neto: 238  
Dimensiones internas: 465 x 630 x 1165 mm  
Dimensiones externas: 812 x 893 x 1846 mm  
Temperatura Alta/Baja: Sí  
Condensador de calor: Sí  
Corte de energía: Sí  
Error del sensor: Sí  
Batería baja: Sí  
Temperatura ambiente alta: Sí  
Puerta entreabierta: Sí  
Alarma a distancia: Sí  
Accesorios:  
Ruedas: Sí  
Base: Sí  
Orificio para pruebas: sí  
Entrepaños: 3  
Puertas:2  
Interfaz USB. Sí  
Certificación: CE,UL

