

Ultra Congelador Vertical

*Modelo:

86-388

El cuidado de los espacios dentro de un laboratorio llega a complicarse por la cantidad de equipos con los que cuenta. Siempre se buscará una mayor capacidad de almacenamiento en menos espacio. Los Ultracongeladores son equipos diseñados para el almacenamiento y conservación de muestras y reactivos a muy bajas temperaturas. El sistema de refrigeración del ultracongelador vertical de Ecoshel permite una rápida recuperación de la temperatura, mientras que los compartimentos con puertas individuales proporcionan un excelente aislamiento y evitan una pérdida de frío en áreas que no se van a abrir.

| | |
|---|---|
| *Temp. de almacenamiento: | - 10 ~ - 86° C |
| *Capacidad: | 388 L |
| *Voltaje: | 220 V, 50 Hz |
| *Potencia: | 1800 W |
| *Sistema de refrigeración: | Automático, de doble cascada. Compresor protegido por flujo constante de refrigerante. Condensador de aire frío de alta capacidad. |
| *Temp. de funcionamiento del equipo: | 32° C |
| *Dimensiones exteriores: | 940 x 840 x 1999 mm |
| *Peso: | 320 kg |
| *Materiales de fabricación: | Interior: Acero inoxidable; Exterior: Acero con pintura epóxica; Puertas con sílica gel para cierre hermético. |
| *Accesorios adicionales: | Manual de Operación 2 juegos de llaves (alarma y puerta) 1 pala para quitar escarcha |

*Otras Características:

4 entrepaños

Contiene refrigerantes libres de fluoruros CFE



Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL

En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

www.rivasa.com.mx

RIVASAPUNTO.COM, S.A. DE C.V.
EQUIPO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO