

Microcentrifuga de velocidad variable

Modelo PRO-12K Marca Velab



DESCRIPCIÓN

La línea PRO de VELAB son equipos pequeños, robustos y de gran estabilidad que conservan los valiosos espacios en el laboratorio. Sus controles digitales permiten que la velocidad y el tiempo se ajusten con el toque de un dedo y muestran la velocidad y el tiempo restante en tiempo real. Esta centrífuga es sorprendentemente silenciosa haciendo que el ambiente del laboratorio sea mucho más pacífico.

CARACTERÍSTICAS

Rango de velocidad: 1000 - 12,000 RPM.

RFC Máxima: 6900 xg.

Capacidad de rotor

- 4 x 3ml/5ml.
- 6 x 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml.
- 12 x hematocrito 30mm/40mm.
- 16 x 0.2ml.

Peso: 1100 g.

Dimensiones: 180 x 150 x 130 mm.

Alimentación: CA 110V, 60 Hz.

ACCESORIO INCLUIDOS

- **Rotor #1: 6 x 0.2/0.5/1.5/2ml.**
- **Rotor #2: 2 x 8 x 0.2ml.**
- **Rotor #3: 4 x 3ml/5ml.**
- **Rotor #4: 12 x hematocrito 30mm/40mm.**
- **6 adaptadores para 0.5ml.**
- **6 adaptadores para 0.2ml.**
- **Cable trifásico.**

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

www.heedding.com