

Centrifuga clínica para 12 tubos

Modelo PRO-12M Marca Velab



DESCRIPCIÓN

Centrífuga clínica de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 4,000 rpm. Cuenta con variedad de adaptadores para tubos de distintas capacidades. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado

CARACTERÍSTICAS

Rango de velocidad: 300 - 4000 RPM

RFC Máxima: 2460g.

Capacidad de rotor: 12 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml.

Tiempo: 15 segundos ~ 99 minutos.

Peso: 11 Kg.

Dimensiones: 380 x 320 x 180mm

Alimentación: CA 110V, 60 Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 12 adaptadores para 1.5ml/2ml
- 12 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
- 12 adaptadores para 5ml/6ml/7ml.
- Adaptador CA/CD.
- Rotor C-13000 de ángulo fijo para 12 tubos de 10ml/15ml.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA