

Centrifuga clínica para 8 tubos

Modelo PRO-8M Marca Velab



DESCRIPCIÓN

Centrífuga clínica de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto. Cuenta con variedad de adaptadores para tubos de distintas capacidades. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado.

CARACTERÍSTICAS

Rango de velocidad: 300-4000 RPM

RFC máxima: 2460 g

Capacidad de rotor: 8 x 1.5 ml/2 ml/3 ml/4 ml/5 ml/6 ml/7 ml/10 ml/15 ml/50 ml

Tiempo: 15 segundos - 99 minutos.

Peso: 11 Kg.

Dimensiones: 380 x 320 x 180mm

Alimentación: CA 110V,60 Hz.

Accesorios incluidos:

- 8 adaptadores para 1.5 ml/2 ml.
- 8 adaptadores para 2 ml/3 ml/4 ml.
- 8 adaptadores para 5 ml/6 ml/7 ml.
- 8 adaptadores para 10 ml/15 ml
- Adaptador CA/CD
- Rotor C-14000 de ángulo fijo para 8 tubos de 50 ml.

Garantía: 1 año limitado.

www.heedding.com