

Centrífuga clínica

Modelo PRO-COMBO Marca Velab



DESCRIPCIÓN

Centrífuga de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 12,000 rpm. Cuenta con variedad de configuración de rotores y adaptadores para tubos de distintas capacidades con el fin de ajustarse a las necesidades del usuario. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado.

CARACTERÍSTICAS

Rango de velocidad: 300 - 12,000 RPM

RFC Máxima: 8 - 13,684 g

Capacidad de rotor

- 6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml.
- 12 x 0.5ml + 12 x 1.5ml/2ml + 4 x 8 x 0.2ml
- 4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml/50ml.
- 24 x hematocrito 75mm.

Tiempo: 15 segundos ~ 99 minutos.

Peso: 5 Kg.

Dimensiones: 275 x 212 x 158mm

Alimentación: Doble voltaje, 110V/60Hz y 220V/50Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rotor C-12000, 6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml.
- Rotor C-10000, 12 x 0.5ml + 12 x 1.5ml/2ml + 4 x 8 x 0.2ml
- Rotor C-15000, 4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml/50ml.
- Rotor C-11000, 24 x hematocrito 75mm.

- **6 adaptadores para 1.5ml/2ml**
- **6 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.**
- **6 adaptadores para 5ml/6ml/7ml**
- **4 adaptadores para 10ml/15ml.**
- **Adaptador CA/CD.**
- **Llave española.**
- **Llave Allen.**
- **Tornillo de ajuste de rotor.**

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

www.heedding.com