

Cavitron/Escalador periodontal

Modelo HLAB-B5 Marca HLAB



DESCRIPCIÓN

Empleado para combatir las enfermedades periodontales, modalidad en condiciones de agua para inhibición eficaz periodontal de bacterias anaerobias. Diseño profesional y ergonómico, pinza de mano desmontable, amplia gama de potencia para ofrecer más comodidad respecto a las condiciones de operación.

CARACTERÍSTICAS

Pieza de mano dental: H1/HS1.

Punta de escala: Series T/S.

Potencia nominal: 3 – 20 W.

Dimensiones (cm) : 245 x 214 x 193 mm.

Peso bruto:1.5 kg.

Alimentación: 110 V, 60 Hz.

Frecuencia: 28 – 31 KHz.

Accesorios:

- Unidad Principal (1 pieza)
- Circulo "O" (4 piezas)

- **Punta de escala (6 Piezas)**
- **Pieza de mano (1 pieza)**
- **Llave de torsión (1 pieza)**
- **Adaptador tomacorriente**
- **Conducto de agua**

www.heeding.com