



# Concentrador de oxígeno

## Modelo 3AW Marca HLAB



### DESCRIPCIÓN

El concentrador de oxígeno es un equipo silencioso equipado con una innovadora pantalla LCD, liberación de presión del humidificador 6PSI.

Equipo adaptable para funciones opcionales de nebulización y alarmas para alta temperatura y baja pureza de oxígeno.

### CARACTERÍSTICAS

Rango de flujo: 0-3 LPM

Pureza: 93 % ( $\pm 3\%$ )

Presión de salida: 0.04-0.07 Mpa

Niveles de sonido: 40dB

Consumo de energía: 280 W

Pantalla: LCD con función de presión de operación, tiempo de funcionamiento actual, ajuste de tiempo de 10 min a 40 horas y tiempo de trabajo acumulado.

Alarma: En caso de fallo de energía

Peso neto: 16 Kg

Dimensiones: 35 x 28 x 54 cm

Alarma de baja pureza (opcional): A pureza de oxígeno < 82% se enciende la lampara roja, indicado baja pureza.