

# Báscula digital con estadímetro

## Modelo VE-200RT Marca Velab



### DESCRIPCIÓN

Esta báscula es la ideal y primera elección para departamentos de enfermería en empresas, escuelas, clínicas, consultorios médicos e instalaciones deportivas donde se requiera vigilar el crecimiento y variación del peso del personal. Fabricado de acero y aluminio, cuenta con una pantalla digital, barra de medición de altura retráctil graduada en pulgadas y centímetros, además de una base con superficie plástica antideslizante re-movible y ruedas para cambiarla de lugar.

### CARACTERÍSTICAS

**Capacidad: 2-200 kg**

**Altura de estadímetro: 80 -210 cm**

**Clase de precisión: Media**

**Unidades de pesaje: g, Kg y lb**

**Unidades de longitud: cm , in.**

**Tamaño de plataforma: 375 y 275 mm**

**Pantalla: LED**

**Peso del equipo: 13 kg**

**Dimensiones: 535 x 275 x 940 mm**

**Accesorios: Instructivo de armado y operación.**