



# Buscador de venas tipo pluma

## Modelo HLAB-063 Marca Hlab



### DESCRIPCIÓN

Con este instrumento es fácil detectar las venas en el dorso de las manos a través de la transmisión de luz LED roja, con lo que ayuda al personal médico a observar las venas subcutáneas de las manos y mejorar significativamente la tasa de éxito en la toma de muestra. Ideal para Hospitales, clínicas, residencias médicas.

### CARACTERÍSTICAS

- Tamaño pequeño, peso ligero
- Luz ajustable, amplio rango de aplicación
- Interruptor sensible, ahorro de energía
- Batería de litio recargable

[www.heeding.com](http://www.heeding.com)