

Baño de Flotación

*Modelo:

ECO-BF

El baño de flotación ECO-BF de ECOSHEL es un instrumento indispensable en patología y enseñanza. Esto lo convierte en la primera elección en cuanto a la adquisición de un baño de flotación para cortes de muestras de tejidos incluidos en parafina, durante el procesamiento de muestras de histología. Es muy útil en laboratorios de investigación biomédica, hospitales, medicina forense, cuarentena de alimentos y diagnósticos de rutina de patología.

El equipo está diseñado para cubrir las necesidades de los operadores, ya que cuenta con un excelente diseño y estructura, estable en cuanto a su funcionamiento. Su tamaño es adecuado y también es muy ligero.

*Voltaje:	110 ± 10% V
*Potencia:	≤ 300 VA
*Precisión de control de temperatura:	- 3° C a +5° C
*Intervalo de temperatura:	Temperatura ambiente ~ 99° C
*Visualización de parámetros:	Pantalla LED (teclado táctil)
*Dimensiones totales:	320 x 300 x 140 mm
*Volumen de la charola del baño:	230 x 180 x 53 mm
*Características adicionales:	Función precisa de memoria de temperatura. Microprocesador de control de temperatura
*Materiales de fabricación:	Exterior: Aluminio soldado; Interior: Material calorífico PTC y tetrafluoroetileno, resistente a la corrosión



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL



www.rivasa.com.mx

RIVASAPUNTOCOM, S.A. DE C.V.
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE LABORATORIO