

# Hornos de secado al vacío

\* Modelos:

HV-20

HV-50

El Horno de secado al Vacío de ECOSHEL es un equipo diseñado para el secado de material sensible al calor o que se descompone u oxida fácilmente. Puede llenarse con gases inertes, lo cual es especial para el secado rápido de algunos materiales.

	HV-20	HV-50
*Dimensiones interiores:	300 × 300 × 275 mm	415 × 370 × 345 mm
*Entrepaños:	1	2
*Tiempo ajustable:	1 - 9999 min	
*Intervalo de temperatura:	+10 ~ 200° C	
*Control de temp. / estabilidad:	0.1 ° C / ± 1 ° C	
*Fuente de alimentación:	127V, 50Hz	
*Consumo de energía:	500W	1400W
*Grado de vacío:	< 133 Pa	
*Características adicionales:	Alarma de sobrecalentamiento	
*Materiales de fabricación:	Exterior: Acero esmaltado con pintura epóxica, resistente a la corrosión. Interior: Acero inoxidable de alta calidad, resistente a ácidos y álcalis. Puerta: Vidrio templado con empaque de silicón para cierre hermético.	

Garantía: 1 año

Fabricación: USA

Marca: ECOSHEL



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

RIVASAPUNTO.COM, S.A. DE C.V.  
EQUIPO Y MOBILIARIO  
DE LABORATORIO