

Agitador de Tamices

*Modelo:

ECO-WQS

El Agitador de Tamices de ECOSHEL es un equipo actualizado de laboratorio. Es totalmente automático y está diseñado y desarrollado para utilizarlo en el análisis y separación de partículas y mezclas sólidas, en áreas como la farmacéutica, metalurgia, alimentos, cosméticos y granos, y se caracteriza por una cómoda operación, sin componentes rotatorios, y con frecuencia y amplitud controladas electrónicamente. Su índice de rendimiento es igual al de otras marcas, y en comparación con los tamices manuales tradicionales, puede reducirse bastante la intensidad del trabajo de los operadores, y con esto ganar eficiencia.

| | |
|---------------------------|---|
| *Intervalo de operación: | ≤ 325 mesh |
| *Frecuencia de vibración: | 3000 vibraciones / min, 6000 vibraciones / min |
| *Selección de amplitud: | 0 - 3 mm, ajuste continuo |
| *Modo de vibración: | 1. Vibración fina 2. Vibraciones intermitentes 3. Vibraciones continuas |
| *Peso: | 20 Kg |
| *Suministro de energía: | 120 V ± 22V, 50 Hz ± 1Hz |
| *Dimensiones: | 610 x 390 x 400 mm |



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.



Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL

www.rivasa.com.mx

RIVASA PUNTO COM, S.A. DE C.V.
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE LABORATORIO