



MESA A MURO MARCA ARQSTYLE CEP-76

Cubierta para laboratorio fabricada en resina epoxica de importacion, monolitica de 1" de espesor, en color negro de 76cms de ancho.

Gabinete especial portafregadero con una vista y dos puertas de 80cms de fte

Gabinete con cuatro cajones de 45cms de fte

Gabinete con cajón, dos puertas y entrepaño de 80cms de fte

Espacio de trabajo linea alta de 67cms de fte

Tarja para laboratorio, de 50cms de frente por 40 cms de fondo y 25cms de altura, fabricada en resina epoxica de importacion, en color negro.

