



MESA A MURO EN ESCUADRA CON 2 ESPACIOS DE TRABAJO CAI-76

Cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 304 en cal. 18 de 0.76 mts de ancho con respaldo en la parte inferior, cuenta con un alma de madera para su rigidez.

Escurridor fabricado en lamina de Acero Inoxidable Tipo 304 cal. 18 con canaleta para drenar liquidos del mismo material y con vastagos de polipropileno en color negro.



Imagen General
LABORATORIO