



MESA DE TRABAJO MODELO ME-TRAB MARCA ARQSTYLE

Mesa de trabajo de fabricación especial en "U", incluye área de cajones, tarja de 40x40x30cms., área de trabajo y entrepaño corrido, fabricada en su totalidad en acero inoxidable tipo 304, cubiertas en calibre 18, cuerpo y entrepaño en calibre 20, montada sobre patas en estructura tubular redonda en a.i. t-304 de ½" con regatones niveladores de importación. Dim 4.55x0.61x0.90 m. (según diseño, fabricado en dos piezas)




Imagen Partida No. |
LABORATORIO

