



## **MESA ISLA CON ESTRUCTURA CENTRAL MODELO CEP-76 MARCA ARQSTYLE**

Cubierta para laboratorio fabricada en resina epoxica de importacion, monolitica de 1" de espesor, en color negro de 76cms de ancho.

Escurreddor de resina epoxi en color negro de 1" de espesor, con vastagos de polipropileno en color negro, de:61x61x2.5cms, de importacion de la mca: LABTOPS

Campana de extraccion de humos ArqStyle Mod. CHA-150

