



MESA LINEAL A MURO CON VITRINAS MODELO CAI-65 MARCA ARQSTYLE

Cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 304 en cal. 18 de 0.65 mts de ancho con respaldo en la parte inferior, cuenta con un alma de madera para su rigidez.

Repisa estructural, formada con perfil troquelado, con pintura cromada y perfiles de refuerzo, con paneles para acceso a servicios centrales.

Gabinete vitrina para colgar a pared, con dos puertas de vidrio corredizas y un entrepaño de 100cms de fte



MESA A MURO P-AN1
LABORATORIO