

Las Vitrinas se encuentran fabricadas en lamina de acero en Cal. 20, y están recubiertas con pintura en polvo la cual es aplicada electrostáticamente, con una duración de 250 horas en cámara salina, las vitrinas se encuentran divididas en varias categorías:

- Alacenas con puertas de vidrio o lamina.
- Vitrinas de colgar.
- Vitrinas de Repisa.
- Gabinetes de seguridad para ácidos y solventes.
- Estanterías.

Los gabinetes de seguridad, se pueden ofrecer los nacionales o los importados de la Mca. Justrite, estos gabinetes tienen doble pared, en el exterior se encuentran fabricados en lamina de acero, recubierta con pintura en polvo, el interior, de acuerdo a su uso se determina el material, que puede ser en acero inoxidable tipo 304 o 316, así como también en polipropileno, cuentan con una salida de ventilación a un costado del gabinete.

Las estanterías pueden ser sencillas para almacenamiento o reforzadas tipo rack para usos pesados, se componen de cuatro postes y cuatro entrepaños y vienen en medidas de 90 cms.



VT-90/120



VA-90/120

VM-90/120

VAV-90/120



GSA-90/120



EA-90/120



RA-90



VP-90/120