

Bomba Peristáltica

*Modelo:

RD-100-01

La Bomba peristáltica RD100-01 de ECOSHEL es un equipo muy útil para distribuir sustancias líquidas que no pueden manipularse o que no deben estar en contacto con el ambiente, para evitar que pierdan propiedades o que sufran cambios u oxidaciones.

Se le pueden instalar una gran variedad de cabezas de bombas. Su operación es simple e intuitiva.

*Rango de flujo:	0.002 a 380 (mL/min)		
*Ajuste de velocidad / aceleración:	Manual (mediante el teclado) o automático, aumenta / disminuye en intervalos de 0.1 rpm		
*Velocidad máxima de operación:	100 rpm		
*Empacamiento:	Ajustable con el controlador de tiempo (FPQ-T)		
*Visualización de parámetros:	Pantalla LED, teclado de fácil operación		
*Características adicionales:	Función de memoria de 3 velocidades		
*Accesorios opcionales:	Cabezales	Mangueras (mm)	Intervalo de flujos (mL/min)
	YZ1515	13#14#19#16# 25#17#18#	0.07-380
		15#24#	1.7-150
	DG-1	0.8 - 1 mm	0.0025 - 48
	DG-2	≤3.17 mm	0.004 - 48
	Interruptor de pedal y controlador del dispensador		



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL



www.rivasa.com.mx

RIVASAPUNTO.COM, S.A. DE C.V.
EQUIPO Y MOBILIARIO
DE LABORATORIO