

# Máquinas de Hielo

\*Modelos:

**IMS-30**

**IMS-100**

La cadena de frío es un factor a considerar dentro de laboratorios de investigación, análisis, farmacéuticos, en hospitales, bancos de sangre, puesto que es importante mantener la temperatura baja de ciertas reacciones, reactivos, medicamentos, entre otro tipo de sustancias, o bien para trasladarlas. En otros campos, como el de la gastronomía, el hielo proveniente de agua potable es muy utilizado en la preparación de bebidas y postres, así como para conservar ciertos platillos.

La máquina de hielo ECOSHEL presenta muchas ventajas entre las que destacan su rápido funcionamiento, y su gran capacidad para elaborar hojuelas de hielo de buen tamaño y forma. Todo el proceso, desde la recepción de agua de la llave, entrada de agua, elaboración y ruptura del hielo y la caída de las hojuelas en el depósito están controlados automáticamente para funcionar de manera continua.

	IMS-30	IMS-100
<b>*Cap. máxima de formación de hielo (kg/24h):</b>	≥ 30	≥ 100
<b>*Cap. del compartimento (kg):</b>	10 kg	30 kg
<b>*Entrada de energía (W):</b>	180	420
<b>*Refrigerante R134a (g):</b>	100	150
<b>*Dimensiones (mm):</b>	300 x 493 x 547	548 x 611 x 883
<b>*Peso neto (kg):</b>	34 kg	58 kg
<b>*Intervalo de voltaje (V):</b>	187 - 242	100 - 130
<b>*Materiales de fabricación:</b>	Cubierta de acero inoxidable, anticorrosivo, durable.	
<b>*Características adicionales:</b>	Apagado automático El hielo formado no se descongela	

En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.



Garantía: 1 año  
Fabricación: USA  
Marca: ECOSHEL

[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

RIVASAPUNTO.COM, S.A. DE C.V.  
EQUIPO Y MOBILIARIO  
DE LABORATORIO