

# Estación de Inclusión en Parafina

\*Modelo:

**ECO-6L**

La estación de inclusión en parafina ECO-6L de ECOSHEL es un equipo ampliamente utilizado en patología y diagnóstico histológico, investigación científica y experimentación, en hospitales, universidades, institutos para animales y plantas, así como para departamentos de inspección alimenticia. Con este equipo se embeben tejidos-muestra en parafina, y posteriormente se cortan con un microtomo.

*Intervalo de temperatura del reservorio de parafina fundida:	0 °C ~ 99 °C, en intervalos de $\pm 2$ °C
*Intervalo de temperatura del reservorio del termostato:	0 °C ~ 99 °C, en intervalos de $\pm 2$ °C
*Capacidad del reservorio de parafina:	6 L
*Activación del flujo de parafina:	Manual o mediante el interruptor de pedal
*Visualización de parámetros:	Pantalla LCD
*Programación del Tiempo:	0 ~ 24 horas con opción para establecer la hora de inicio de trabajo y hora de término.
*Voltaje de suministro:	AC 120 V $\pm$ 10%
*Frecuencia nominal:	50 $\pm$ 1 Hz
*Características adicionales:	Función de drenaje de parafina a prueba de derrames y fugas Interruptor de pedal Canastilla para embeber
*Accesorios:	Desarmador Manual de operación



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año  
Fabricación: USA  
Marca: ECOSHEL



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

RIVASAPUNTOCOM, S.A. DE C.V.  
**MI**  
EQUIPO Y MOBILIARIO  
DE LABORATORIO