

CRIOSCOPO MODELO CRYOBASIC 20 ES UN EQUIPO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE AGUA AGREGADA A LA LECHE MARCA ASTORILAB



con carrusel automático para 20 muestras. El punto crioscópico y el porcentaje de agua adicionada aparecen en la pantalla de LCD
El enfriamiento del baño es con celdas Peltier controladas por microprocesador.

Temperatura de operación: de +5°C a +36°C
Calibración automática

Interface RS232 para enviar los datos a la impresora (incluida).

Los resultados aparecen en grados °C o °Hortvet y % AGUA.

Volumen de muestra: 2.0 o 2.5 ml, Tiempo de análisis: 2 minutos/muestra, Tiempo de precalentamiento: 5 minutos.

Rango 0-1000 Resolución: $\pm 0,0005$ °C, Precisión y repetitividad: $\pm 0,0025$ °C, Consumo: max. 150 W, Dimensiones: 26 x 38 x 33 cm (A x L x H – con el cabezal abajo) - Peso: 18 kg Se incluyen 12 celdas para muestras. Una gradilla para 24 celdas, 2 50 ml estándar de control de 0.512°, 250 ml estándar de calibración de 0.408°, 250 ml estándar de calibración de 0.600°, 250 ml de líquido refrigerante. Opera con 120 Volts.

Hecho en Italia, ventas@heedding.com