

## Lector de Elisa Modelo 2100, Marca RAYTO, con Display táctil de 5.7"



Operado por microprocesador, el sistema fotométrico está diseñado para leer y calcular el resultado de los análisis incluyendo tumores y marcas contagiosos, el Display es táctil para facilitar la operación, tiene 100 pruebas programadas. Varios tipos de modo de calculo :Absorbancia

De Corte estándar simple

Punto a punto

% de Absorbancia Multiple

Regresion Linear

Regresión Exponencial

Regresión Logaritmica

Regresión potencial

**Archiva 100 programas, 1000 pacientes y 10000 datos de muestras .**

Tiene interfases RS232 ,SD y USB

Rango de Absorbancia : 0 a 3.500

Rango de medición : 0 a 2.00 +- 1% ó +-0.007A

Con filtros estándar de 405,450,492 y 630 nm

Mide 46x33x190mm ,pesa 7.5 kg

110/220 volts 50/60 ciclos

Incluye Manual de operaciones, plumilla para la pantalla, cable de corriente, cable para impresora, cable serial RS232, lámpara Osram 64255 de 6 volts 20 watts y fusible.

opera con 120V.

[ventas@heedding.com](mailto:ventas@heedding.com)