

BAÑO VISCOSÍMETRO SAYBOLT MODELO K21400 MARCA KOEHLER



Para determinación de la viscosidad Saybolt Universal de acuerdo con el método ASTM D88. Con control electrónico digital de temperatura operado por microprocesador desde ambiente hasta 240°C con resolución de 0.1 °C +- 0.03 de estabilidad. tiene interfase RS232 para enviar los datos a una PC , Interior de acero Inoxidable ,se incluyen 4 tubos de Latón , 4 orificios universales de acero inoxidable, 2 termómetros ASTM, llave para los tubos, coladera malla 20, llave para los orificios y 18 Lts de aceite de Silicón. Opera con 115 volts.

ventas@heeding.com