

VISCOSIMETRO STORMER MODELO KU-2, CATALOGO 020102, MARCA BYK GARDNER



CARACTERISTICAS: RANGO: 40 A 141 KU, 32 A 1090 Gm, 27 A 5274 CPS.
RESOLUCION: 0.1 G, 0.7 CPS. EXACTITUD: DENTRO+/-1% PARA ESCALA
COMPLETA. TEMPERATURA DE OPERACION: 10 A 40°C. VELOCIDAD DE LAS
AGUJAS: 200 RPM +/- 0.1 RPM. ALIMENTACION_ 115 V/60 HZ. TIENE SALIDA
PARA IMPRESORA. DIMENSIONES: 20 X 11 X 15 IN. PESO: 20 LBS (10 KG)

INCLUYE: 1 AGUJA TIPO PALETA, ADAPTADORES PARA 1 Y 1/2 PINT Y
MANUAL DE OPERACION.

ventas@heeding.com