



**Es de inhibición digital**, para determinar la potencia de los antibióticos en cajas de petri, sistema instantáneo en lectura , mide automáticamente los diámetros de inhibición bacteriana, y determina la concentración de agentes microbianos, lee y registra medidas de zonas individuales, con CPU integrado, interfase (cable) de comunicación, Software OMNICON para realizar cálculos de concentraciones y realizar curva estándar y cálculos de la muestra, incluye aditamentos y accesorios necesarios para la instalación del equipo, incluye manual con información sobre la operación, mantenimiento y validación, incluye capacitación, aditamentos y accesorios necesarios para la instalación del equipo. Incluye cámara en blanco y negro, monitor de 17", CPU Integrado, teclado, Mouse, hoja y certificado de calibración, software USP/CFR, software de análisis de imagen y sistema operativo XP .

Opera con 115 volts Marca OMNICON USA

**Nota : NO se incluye el monitor negro que aparece sobre el equipo.**

[ventas@heeding.com](mailto:ventas@heeding.com)