



## HORNO DE SECADO MODELO A52040. MARCA SCORPION SCIENTIFIC



Con doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) desde ambiente hasta 220° C con sensibilidad de +1° C a 100° C, interior de acero inoxidable de 100 x 60 x 70 cm., convección mecánica (aire forzado), se incluyen 4 entrepaños, Interfaz RS232 y Software. Opera con 120 volts. **Fab. Nal.**

[ventas@heeding.com](mailto:ventas@heeding.com)

*Scorpion Scientific*