



TENSIOMETRO DIGITAL Modelo JZYW-200A Marca BEIJING TESTING



Tensiómetro automático Digital para medición de la tensión superficial e Interfacial en líquidos de acuerdo con los métodos JB/T9388; ISO1409, ASTM D971 D1331. IV Aplicaciones: Método físico se aplica para medir la tensión en líquidos. Este tipo de tensiómetro es ampliamente utilizado en los institutos y universidades de ciencias, así como los sectores de agua y energía.

Características:

Rango de medición: 0-199.9mN/m

Resolución Mínima : 0.1mN/m

R9.55mm

Radio del alambre de Platino : r0.3mm

Potencia : 120 volts 60 ciclos

Error relativo: dentro del $\pm 1\%$

Radio del anillo de Platino :

Rendimiento :

1) Tensión mostrada digitalmente

2) Holden valor pico

3) Banco de pruebas se desplaza automáticamente

Medidas : 240*430*350mm

Temperatura de Trabajo: 20°C ± 5

ventas@heeding.com

Scorpion Scientific