

Los tanques dobles verticales para proteínas ofrecen a los usuarios diferentes tamaños de gel para elegir, considerando las diversas demandas en cada experimento, esta unidad utiliza las características de diseño más avanzado para brindar un uso fácil y cómodo con separaciones de alta resolución. Ideal para electroforesis en 2-D.

Rápido Sistema de Electroforesis Vertical SSR

Descripción:	SC-SCZ6
Tamaño del gel (ancho x largo)	160 x 180 mm
Volumen del regulador	600 mL
Número de muestras	21, 26

Accesorios estándar

Descripción	Cantidad
Tanque	1
Placas de vidrio con muescas	4
Espaciador de vidrio de 1 mm	2
Espaciador de vidrio de 1.5 mm	2
Peine de 35 pozos de 1 mm de grosor	2
Peine de 35 pozos de 1.5 mm de grosor	2
Peine de 21 pozos de 1 mm de grosor	2
Peine de 21 pozos de 1.5 mm de grosor	2
Banda de sellado de 1 y 1.5 mm de grosor	4
Pinzas (clips)	12
Cables eléctricos	1

