

Viscosímetro Digital

Para la medición de la viscosidad de fluidos como aceites, pinturas, tintas, alimentos, medicinas, adhesivos, cosméticos, etc. Este viscosímetro digital cuenta con un diseño mecánico avanzado gracias a que integra un microprocesador que ofrece lecturas precisas. Su pantalla digital color azul y sus dígitos claros permiten ver claramente sus resultados. Fácil de operar y programar: Velocidad, Temperatura, Agujas y Porcentaje. Diseño moderno y operación muy estable.

Beneficios:

- *Viscosímetro Digital de bajo costo.
- *Fácil de usar.
- *Con 8 velocidades, cuenta con una completa capacidad de rangos.
- *No requiere cálculos.
- *Lectura directa de viscosidad en mPa s.
- *Equipo completo con Agujas.
- *Soporte para viscosímetro y empaque para transporte.



Especificaciones

Especificaciones:	
Rango de Viscosidad	$1-2 \times 10^6$ mPa·s
Agujas	No. 1, No. 2, No. 3, No. 4
Velocidad de giro (RPM)	0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60
Precisión	±2 %
Repetibilidad	0.2 %
Temperatura de Operación	5-35 °C
Humedad Relativa	≤80%
Dimensiones	370 x 323 x 280 mm
Peso	6 Kg
Marca	CScientific



www.rivasa.com.mx