

Agitador de Tubos Multipropósito

El agitador rotatorio es ideal para agitar muestras de sangre, líquidos viscosos o suspensiones de sólidos en las que se requiere una mínima alteración y además se requiera funcionar durante varias horas sin necesidad de controlarlo. Cuenta con un motor potente y silencioso.

Cuenta con 7 rodillos que realiza simultáneamente movimientos de rotación y balanceo consiguiendo en conjunto, un efecto de onda Sinusoidal que proporciona una agitación cuidadosa y esmerada de los tubos.



Especificaciones

Modelo	CVP-101
Velocidad	30 RPM
Rodillos	7 piezas
Control tiempo	0 - 120 min
Amplitud rotación	16 mm
Tipo de Agitación	Rotatoria Sinusoidal
Max. capacidad	10 kg
Dimensiones de rodillos	240 x 32 mm
Dimensiones exteriores	265 x 405 x 100 mm
Alimentación	120V / 50 Hz
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación

ROTATORIA SINUSOIDAL