

Baño María con Agitación

Este equipo es un instrumento esencial para la investigación en procesos científicos, de investigación, así como de educación o procesos de producción biológicos, virus, medicina, microorganismos y procesos de protección al ambiente.

Control digital, preciso de temperatura, Regulación de Temperatura, Operación Sencilla y Segura. Sujetador Universal de resortes para colocar frascos de diversas medidas y especificaciones.



Especificaciones

Modelo	CVP-110X
Velocidad variable	20~180 r / min \pm 10 %
Rango de Vibración	\varnothing 20 mm
Configuración	250 ml x 12 / Resistencia Universal
Tamaño del Plato de Agitación	450 mm x 260 mm
Medición de Tiempo	999 h
Rango de Temperatura	RT + 5°C ~ 99.9 °C
Precisión Temperatura	\pm 0.1 °C
Uniformidad Temp.	\pm 0.5 °C
Energía	127 V, 1200 W
Marca	Scientific
Garantía	1 año