

Agitador de Tubos de Rotación Completa

Agitador versátil con rotación giratoria a 360°. Con adaptadores magnéticos universales para tubos de 1.5 ml, 15 ml, 50 ml y bolsas de sangre.

Muy útil en hematología, diagnósticos médicos, bioquímica. Ideal para prevenir la coagulación de la sangre y para la extracción de líquidos biológicos en tubos. Agitador rotatorio con rotación giratoria de 360°. El equipo permite trabajar en temperaturas entre 0° y 38°, pudiendo instalarse en cámaras refrigeradas o incubadoras. Velocidad programable, dispone de una plataforma magnética de doble cara que junto a una variedad de accesorios y clips permite utilizar tubos de diferentes capacidades.



Especificaciones

Modelo	CVP-0206
Velocidad variable	0-80 RPM
Rotación	360° completa
Tipo de Agitación	Rotatoria
Dimensiones Plataforma	250 x 160 mm
Plataformas incluidas	a) Para 12 tubos de 1.5 ml b) Para 6 tubos de 15 ml c) Para 3 tubos de 50 ml d) 4 bandas magnéticas para 2 bolsas de plástico
Alimentación	120V / 35 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación

ROTATORIA

