

Agitador Rotativo Multifuncional de Ángulo fijo

Movimiento de rotación con velocidad regulable y en servicio continuo. Con adaptadores universales para tubos de 1.5ml, 15ml, y 50 ml. Muy útil en hematología, diagnósticos médicos, bioquímica. Ideal para prevenir la coagulación de la sangre, para extracción de líquidos biológicos en tubos. Agitador rotativo con rotación de 45°, rotación vaivén. El equipo permite trabajar en temperaturas entre 0°C y 38°C, pudiendo instalarse en cámaras refrigeradas o incubadoras, tiene velocidad programable, dispone de una plataforma magnética de doble cara que junto a una variedad de accesorios y clips permite utilizar tubos de diferentes capacidades.



Especificaciones

Modelo	CVP-212
Velocidad variable	0-80 RPM
Rotación	45°
Tipo de Agitación	Vaivén
Dimensiones Plataforma	250 x 160 mm
Plataformas incluidas	a) Para 48 tubos de 1.5 ml b) Para 10 tubos de 15 ml c) Para 6 tubos de 50 ml
Alimentación	120V / 35 W
Marca	CScientific
Garantía	1 año



Tipo de Agitación

VAIVÉN